

Bronchisal fix 20 toreb



Cena: 10,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(1,5g+0,75g+0,75g)/3g
Opakowanie	20 toreb.a 3g
Postać	ziola do zaparz.w saszet.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Althaeae radix, Plantaginis folium extractum, Tiliae Inflorescentia

Opis produktu

Bronchisal fix 3g x 20 sasz.

ZASTOSOWANIE:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych, zwłaszcza w przeziębieniach z towarzyszącym kaszlem. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Przygotować napar: 1 saszetkę zalać wrzącą wodą. Odstawić do zaparzenia pod przykryciem na 10-15 minut. Pić do 4 razy dziennie szklankę ciepłego naparu.

Preparat należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

SKŁAD:

Każda saszetka (3 g) zawiera: Althaea officinalis L., radix (korzeń prawoślazu) - 1,50 g; Plantago lanceolata L., folium (liść babki lancetowatej) - 0,75 g; Tilia cordata Miller, Tilia platyphyllos Scop., Tilia x vulgaris Heyne lub ich mieszaninę, flos (kwiat lipy) - 0,75 g. Zioła do zaparzenia w saszetkach.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy

preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.