

Piel-m. Seni Active Normal large 30szt.



Cena: 63,92 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: TZMO SA, ul. Żółkiewskiego

20/26, 87-100 Toruń

ILOŚĆ: 30 szt

Seni Active Normal, majtki chłonne.

Rozmiar: L (large) 100-135 cm

DZIAŁANIE:

Jednorazowe majtki chłonne Seni Active Normal, są zakładane jak zwykła bielizna, jednocześnie zapewniając: optymalne dopasowanie do ciała (są elastyczne na całym obwodzie)

wygodę podczas ściągania zużytego wyrobu (mają rozrywane szwy boczne)

komfort użytkowania (są miękkie i delikatne w dotyku, nie szeleszczą)

redukcję nieprzyjemnego zapachu moczu

wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem

swobodne oddychanie skóry

minimalizację ryzyka reakcji alergicznych.

Na wyrobach znajduje się indykator wilgotności, który stanowi precyzyjną informację o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany oraz napis „FRONT” z przodu wyrobu, który wskazuje jak zakładać pieluchę.

WSKAZANIA:

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Normal to idealne rozwiązanie dla osób ze średnią inkontynencją, zarówno prowadzących aktywny tryb życia, jaki i dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej

DAWKOWANIE:

Seni Active Normal zakłada się i nosi jak zwykłą bieliznę. Przy zdejmowaniu wystarczy rozerwać szwy boczne, co zapewnia szybką zmianę zużytego wyrobu

SKŁAD:

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu