

## Piel-m. SENI ACTIVE SUPER MEDIUM 10szt

Cena: 22,84 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	majt. chłon.
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: TZMO SA, ul. Żółkiewskiego

20/26, 87-100 Toruń

ILOŚĆ: 10 szt

Seni Active Super, majtki chłonne.

Rozmiar: medium (obwód - 80-110 cm)

Stopień inkontynencji: średni

DZIAŁANIE:

Jednorazowe majtki chłonne Seni Active Super, są zakładane jak zwykła bielizna, jednocześnie zapewniając:

optymalne dopasowanie do ciała (są elastyczne na całym obwodzie)

wygodę podczas ściągania zużytego wyrobu (mają rozrywane szwy boczne)

komfort użytkowania (są miękkie i delikatne w dotyku, nie szeleszczą)

redukcję nieprzyjemnego zapachu moczu

wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem

swobodne oddychanie skóry

minimalizację ryzyka reakcji alergicznych.

Na wyrobach znajduje się indykator wilgotności, który stanowi precyzyjną informację o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany oraz napis „FRONT” z przodu wyrobu, który wskazuje jak zakładać pieluchę.

#### WSKAZANIA:

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Super jednorazowego użytku są przeznaczone dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu, prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej.

#### DAWKOWANIE:

Seni Active Super zakłada się i nosi jak zwykłą bieliznę. Przy zdejmowaniu wystarczy rozerwać szwy boczne, co zapewnia szybką zmianę zużytego wyrobu

#### SKŁAD:

#### OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.