

Pielucho-majtki SENI ACTIVE SUPER LARGE 10szt

Cena: 27,35 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	majt. chłon.
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: TZMO SA, ul. Żółkiewskiego

20/26, 87-100 Toruń

ILOŚĆ: 10 szt

Seni Active Super, majtki chłonne.

Rozmiar: large (obwód - 100-135 cm)

Stopień inkontynencji: średni

DZIAŁANIE:

Jednorazowe majtki chłonne Seni Active Super, są zakładane jak zwykła bielizna, jednocześnie zapewniając:

optymalne dopasowanie do ciała (są elastyczne na całym obwodzie)
wygodę podczas ściągania zużytego wyrobu (mają rozrywane szwy boczne)
komfort użytkowania (są miękkie i delikatne w dotyku, nie szeleszczą)
redukcję nieprzyjemnego zapachu moczu
wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem
swobodne oddychanie skóry
minimalizację ryzyka reakcji alergicznych.

Na wyrobach znajduje się indykator wilgotności, który stanowi precyzyjną informację o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany oraz napis „FRONT” z przodu wyrobu, który wskazuje jak zakładać pieluchę.

WSKAZANIA:

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Super jednorazowego użytku są przeznaczone dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu, prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej.

DAWKOWANIE:

Seni Active Super zakłada się i nosi jak zwykłą bieliznę. Przy zdejmowaniu wystarczy rozerwać szwy boczne, co zapewnia szybką zmianę zużytego wyrobu

SKŁAD:

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.