

Pieluchomajtki SENI ACTIVE CLASSIC LARGE 30 sztuk



Cena: 85,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: TZMO

ILOŚĆ: 30 sztuk

OPIS:

Seni Active Classic Majtki chłonne to oddychające majtki chłonne jednorazowego użytku o podwyższonym poziomie chłonności. Zakładane jak zwykła bielizna. Mogą być stosowane także w przypadku inkontynencji kałowej. Rozmiar Large (L - obwód 100-130 cm).

DZIAŁANIE:

Zapewniają optymalne dopasowanie do ciała (są elastyczne na całym obwodzie), wygodę podczas ściągania zużytego wyrobu (mają rozrywane szwy boczne), komfort użytkowania (są miękkie i delikatne w dotyku). Redukują nieprzyjemny zapachu moczu, mają wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem. Zapewniają swobodne oddychanie skóry oraz minimalizację ryzyka reakcji alergicznych. Na wyrobach znajduje się indykator wilgotności, który stanowi precyzyjną informację o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany oraz napis „FRONT” z przodu wyrobu, który wskazuje jak zakładać pieluchę.

SKŁAD:

Miękka włóknina zewnętrzna chroniąca przed obtarciami w trosce o bezpieczeństwo skóry.

SPOSÓB UŻYCIA:

Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę. W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę. Pamiętaj: Aby zdjąć zużyte majtki chłonne rozerwij szwy boczne z obu stron majtek. Zwiń zużyte majtki chłonne i wyrzuć je do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.