

Sterimar aer.do nosa 100 ml



Cena: 35,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	MERCK SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: SOFIBEL Laboratoire

ILOŚĆ: 100 ml

Sterimar aerozol do nosa 100 ml

DZIAŁANIE:

Nawilżanie nosa jest możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu specjalnego aerozolu dostępnego w aptece, który można kupić bez recepty. Aerozol do nosa nie tylko zapewnia nawilżenie śluzówki, lecz także pomaga w usuwaniu zalegających w nim zatorów, kurzu i pyłków. Oprócz aerozoli dobrym pomysłem na nawilżenie nosa mogą być specjalne, wilgotne chusteczki. Zapobiegają one wysuszeniu nosa oraz wszelkiego rodzaju podrażnieniom. To dobre rozwiązanie szczególnie przy nawilżaniu wysuszonego nosa u niemowląt, ponieważ są bardzo łagodne dla delikatnej skóry dzieci.

Jeśli chodzi o alternatywne rozwiązania, na taki problem jak wysuszona śluzówka nosa doskonale sprawdzi się nawilżacz powietrza w pomieszczeniach domowych. Zwiększa on wilgotność we wnętrzu mieszkania, zapewniając jednocześnie odpowiednie nawilżenie kanałów nosowych. Przy stosowaniu nawilżacza powietrza trzeba pamiętać o tym, by nie kierować go na meble – dzięki temu uniknie się ich uszkodzenia czy powstania ognisk pleśni.

WSKAZANIA:

Nawilżanie śluzówek nosa suchym otoczeniu.
Codzienna higiena nosa niemowląt, dzieci i dorosłych.
Sterimar może być stosowany od najmłodszego wieku.

DAWKOWANIE:

Stosować od 2 do 6 razy dziennie do każdego otworu nosowego zależnie od potrzeb.

SKŁAD:

Fizjologiczny roztwór wody morskiej.

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.