

Sterimar Zatkany Nos Roztwór Hipert. 50ml



Cena: 32,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml
Postać	aer.do nosa
Producent	MERCK SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: SOFIBEL Laboratoire

ILOŚĆ: 50 ml

Sterimar Zatkany Nos, roztwór hipertoniczny, spray, 50 ml

DZIAŁANIE:

Infekcję nosa można rozpoznać po pojawieniu się w nozdrzach gęstej wydzieliny zaburzającej funkcję wyczuwania zapachu oraz powodującej rozdrażnienie, brak apetytu, bóle głowy, a nawet zaburzenia funkcji oddychania. Gdy pomimo zachowania odpowiednich środków zapobiegawczych dochodzi do infekcji nosa, warto zadbać o jego regularne oczyszczanie.

Zamiast stosować silne leki, nos można odetkać za pomocą roztworu słonej wody dostępnego w aptece. Preparat pozwala na oczyszczanie nosa z wszelkiego rodzaju drobnoustrojów oraz zanieczyszczeń. Jest to możliwe dzięki zawartości w nim takich składników, jak mangan, selen, miedź oraz żelazo. Roztwór wody morskiej przeznaczony do nosa dostępny jest w formie łatwego w aplikacji sprayu. Jest on dostosowany nie tylko do potrzeb dorosłych – z powodzeniem może być stosowany również u małych dzieci.

WSKAZANIA:

Wyrób medyczny zalecany jest do stosowania w przypadku przeziębienia, nieżyty błony śluzowej nosa, ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok oraz w celu zapobiegania nadkażeniom i rozwojowi grypy.

DAWKOWANIE:

Stosować od 2 do 6 razy dziennie do każdego otworu nosowego zależnie od potrzeb.

SKŁAD:

Przefiltrowana, w 100% naturalna woda morska.
Nie zawiera konserwantów.

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.